



D. Rufino Aragonese
EX MAESTRO DE PRÓTESIS
Y CERAMISTA DENTAL

El cambio de color y las alineaciones vestibulares, mediante máscaras "carillas" de porcelana, sin la preparación habitual

La estética dental es todo un conjunto de color, anatomía y posicionamiento (entre otras valoraciones), cuyos valores se pueden reinstaurar con "carillas", máscaras de porcelana, que hace que individualmente sea más destacable su belleza en los diferentes rostros.

En ciertos casos, se pueden confeccionar facetas estéticas, "carillas" de cerámica sin la preparación habitual, con el nuevo color elegido y que morfológicamente queden bien alineadas.

Esta técnica puede ser aplicada a esas diferentes perso-



nas a las que la naturaleza, en su evolución dental, no las trató favorablemente (y que existen), y que ya bien sea por su edad, o bien por los motivos que argumenten, precisan de un cambio que no sea "radical", pero sí que necesariamente se les realice en el menor tiempo posible.

Profesionalmente, valoramos que para obtener un buen funcionamiento de la dentición, las prótesis deberán realizarse con las funciones básicas de cortar, rasgar, partir, que la función de triturar sea la correcta, y por supuesto que también "destaquen de la faz la muy valorada estética". Hay que crear un conjunto en cuanto a color, anatomía, posicionamiento de cada pieza dental, que además por añadidura, deberá tener la particularidad e importan-

tísima belleza que ha de intervenir en la amplitud de las sonrisas, tanto para sí mismo como para que socialmente sean más agradables.

Parte de la belleza fisonómica radica en una dentición que sea por un lado atractivamente blanca en cuanto a color, y por otro, en cuanto a la anatomía de cada pieza, el "cómo" se ha de confeccionar apropiadamente en relación a la forma facial, sin olvidar la corporal, así como el sexo de cada uno de las diferentes personas, "pacientes", ya que todo su conjunto será lo que formará la estética.

En los casos en los que haya que confeccionar las "carillas" de cerámica sin la preparación habitual (como en este caso), dependerá del ceramista desarrollar las fórmulas y las técnicas adecuadas que se han de poner en práctica para confeccionarlas morfológicamente alineadas y sobre los modelos de las piezas dentales naturales, para que así el resultado facilite que las "carillas" de cerámica enmascaren las piezas naturales y que a su vez atesoren el valor del color elegido, como pudiera ser la blancura de la luna, con el valor añadido de la fluorescencia.

Con, o sin la preparación habitual en la confección de toda clase de facetas "carillas", el técnico ceramista siempre tiene el compromiso de crearlas como una pieza dental única, de textura fina, con el color adecuadamente elegido, y siempre ajustadas sobre los modelos maestros.





laboratorio

MODELOS FANTOMAS SIN EL TALLADO PREPARATORIO



Para la realización de las facetas sobre los modelos maestros obtenidos de las impresiones se realizaron los modelados en cera con la morfología apropiada, de los cuales se prepararon unas llaves en silicona para que durante su confección siempre se tuviera aproximadamente el diseño

de su terminación. Con estas llaves, previamente se pueden confeccionar unas carillas en acrílico con el color más aproximado al elegido, de manera que las puedan llevar puestas los pacientes durante el tiempo en el que los técnicos estamos realizando las de cerámica.

MODELOS MAESTROS Y LOS DUPLICADOS PARA LOS MODELADOS



Modelos maestros montados en articulador



Modelados en cera de estudio final



Llaves de silicona comprobando los gruesos aproximados que han de tener las carillas

En cada época se va cambiando la idea de lo importante y atractivo que resulta el que la dentición en cuanto a la morfología y al color se hagan resaltar estéticamente de la

faz, y que también (como siempre) deben ir combinados en relación a la forma y al color facial, sin olvidar, claro, la parte de la anatomía corporal.





laboratorio

BASE DEL COLOR



Enfriado el modelo y vuelto a humedecer, pintar suavemente el acondicionador "lainer" (capa aislante), con el opaque del color elegido (pero sin crear capa), y sinterizar, "cocer", a la temperatura recomendada por el fabricante.

Las cerámicas que todavía húmedas sean comprimidas a cinco atmósferas de vacío durante tres a cinco minutos (según volumen o cantidad de piezas) antes de las sinterizaciones, "cocciones", contraen menos, las hace más compactas y homogéneas, y se intensifica el valor de los colores.

COLOR BASE



Aplicar una capa fina de dentina e incisal, y mantener en la máquina de presión al vacío de cinco atmósferas al menos durante tres minutos, y "cocer" sintetizando a tres grados menos de lo habitual.

TRANSFORMADO FINAL


Con el modelo de revestimiento enfriado y nuevamente humedecido, se realiza el modelado final con la cerámica al uso, pero antes de realizar la "cocción" del sinterizado-vitrificado a tres grados más de lo habitual, se la ha de comprimir en una máquina de vacío durante tres minutos a cinco atmósferas.



Se deslucen y difuminan con el dedo anular (que es el más sensible) y carboncillo (o mina de lápiz). El difuminado hará que resalten cada plano o forma de la anatomía de la cara vestibular, dejando al descubierto (sin manchar) los biselados interproximales, que son con los que se



les dará la anatomía final a los frentes vestibulares.

Una vez terminadas y comprobadas las facetas (láminas finas), sobre los modelos maestros resultarán moderadamente "blancas" (como una cortina que cubre y no se transparente).




Cuando la precisión es tu mayor aliado, sólo puedes confiar en los mejores materiales.

En Aragoneses llevamos más de 8 años utilizando Óxido de Zirconio por su solidez y belleza. Además de ser un material bicompatible, es un sistema probado y demostrado que ofrece todas las garantías. Más resistente y con resultados estéticos espectaculares.

Aragoneses C.P.D.
C/Bepiveda 13, - 28108 Alcobendas, Madrid
www.aragonesescpd.com
info@aragonesescpd.com







laboratorio



Las láminas "carillas" terminadas. En la base de contacto se aprecia la fina pintura del opaco que cubrirá perfectamente el color de las piezas naturales.

fectamente el color de las piezas naturales.



Translucidez y fluorescencia desde los bordes incisales

sobre modelos fantasmas, se muestran las máscaras "carillas" de porcelana con sus diferentes gruesos tratando de alinear las piezas anteriores; solamente se han enmascarado los incisivos y los caninos, ya que no se tenía referencia hasta que piezas podría llegar la comisura de los labios. Se han confeccionado sobre "piezas", sin el tratamiento habitual, con el color "blanco luna", que "supuestamente" fue elegido por la, o el paciente, con la "supuestamente" exigencia de que dicho color elegido, "blanco luna", que debería resplandecer indiscretamente en relación al color de su faz y con diferentes luces.

Creo que en ciertos casos se puede obtener la belleza estética con máscaras "carillas" de porcelana desde el final de la comisura labial.



Con la blancura de la luna, su luminosidad y fluorescencia



Estética y belleza es todo un conjunto de color, forma y posición



Con la colaboración teórica del
Dr. D. Juan Manuel Aragonese Lamas.
Y la colaboración práctica de

C. P. D. Aragonese.
Precisión y Estética dental.
Redactora Dña. Begoña Aragonese Lamas

